

Рукоять ларингоскопа KaWe малая батарейечная ксенон

ФСЗ 2012/12627

рукоятка, тип фиброоптический, рукоятка малая,
питание батарейечное, лампа ксенон, напряжение 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Материал	металл

Рукоятка

Размер рукоятки	малая
Питание рукоятки	батарейечное
Тип лампы	ксенон
Напряжение	2.5 В