

Рукоять ларингоскопа KaWe средняя аккумуляторная ксенон

ФСЗ 2012/12627

рукоятка, тип фиброоптический, рукоятка средняя,  
питание аккумуляторное, лампа ксенон, напряжение  
3.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Вид              | рукоятка        |
| Тип ларингоскопа | фиброоптический |
| Материал         | металл          |

Рукоятка

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Размер рукоятки  | средняя        |
| Питание рукоятки | аккумуляторное |
| Тип лампы        | ксенон         |
| Напряжение       | 3.5 В          |