

Рукоять ларингоскопа KaWe Economy средняя батареечная

ФСЗ 2012/12627

рукоятка, тип фиброоптический, рукоятка средняя,
питание батареечное, лампа ксенон, напряжение 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Материал	термопластик с крепежом из высококачественной стали

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	батареечное
Тип лампы	ксенон
Напряжение	2.5 В