

Рукоять ларингоскопа KaWe средняя аккумуляторная /
батареечная

ФСЗ 2012/12627

рукоятка, тип фиброоптический, рукоятка средняя,
питание аккумуляторное / батарейное, лампа ксенон,
напряжение 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Материал	металл

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное / батарейное
Тип лампы	ксенон
Напряжение	2.5 В