

Рукоять ларингоскопа KaWe малая батарейечная высокой яркости LED

ФСЗ 2012/12627

рукоятка, тип фиброоптический, рукоятка малая, питание батарейечное, лампа LED, напряжение 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Материал	металл

Рукоятка

Размер рукоятки	малая
Питание рукоятки	батарейечное
Тип лампы	LED
Напряжение	2.5 В