

Рукоять ларингоскопа KaWe средняя батареечная высокой мощности

ФСЗ 2012/12627

рукоятка, тип фиброоптический, рукоятка средняя, питание батареечное, лампа LED, напряжение 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Материал	металл

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	батареечное
Тип лампы	LED
Напряжение	2.5 В