

Рукоять ларингоскопа KaWe средняя батареечная LED

ФСЗ 2012/12627

рукоятка, тип фиброоптический, рукоятка средняя,  
питание батареечное, лампа LED, напряжение 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Вид              | рукоятка        |
| Тип ларингоскопа | фиброоптический |
| Материал         | металл          |

Рукоятка

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Размер рукоятки  | средняя     |
| Питание рукоятки | батареечное |
| Тип лампы        | LED         |
| Напряжение       | 2.5 В       |