

Рукоять ларингоскопа KaWe средняя аккумуляторная LED

ФСЗ 2012/12627

рукоятка, тип фиброоптический, рукоятка средняя,
питание аккумуляторное, лампа LED, напряжение 3.5
В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Материал	металл

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное
Тип лампы	LED
Напряжение	3.5 В