

Клинок ларингоскопа Nopa Foregger AP 262

ФСЗ 2009/05784

клинок, тип традиционный, многоразовый, Foregger,
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Foregger
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4