

Клинок ларингоскопа Nopa McIntosh AP 302

ФСЗ 2009/05784

клинок, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	КЛИНОК
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4