

Клинок ларингоскопа KaWe FLAPLIGHT Macintosh Economy
традиционный

ФСЗ 2012/12627

клинок, тип традиционный, многоразовый, Macintosh,
размер 3 / 4

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь, термопластик

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	3 / 4