

Клинок ларингоскопа KaWe FLAPLIGHT Macintosh традиционный

ФСЗ 2012/12627

клинок, тип традиционный, многоразовый, Macintosh,
размер 2 / 3 / 4

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	2 / 3 / 4