

Клинок ларингоскопа KaWe Foregger традиционный

ФСЗ 2012/12627



клинок, тип традиционный, многоразовый, Foregger,
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия

Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Foregger
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4