

Клинок ларингоскопа KaWe Macintosh Economy традиционный

ФСЗ 2012/12627

клинок, тип традиционный, многоразовый, Macintosh,
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь, термопластик

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5