

Набор ларингоскопов KaWe Miller / Macintosh традиционный (7 клинков)

ФСЗ 2012/12627

набор, тип традиционный, многоразовый, Macintosh / Miller, размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4, рукоятка средняя, питание аккумуляторное / батарейечное, напряжение 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh / Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное / батарейечное
Напряжение	2.5 В

Дополнительные характеристики

Поставка в кейсе.

Комплектация:

- 1 х батарейечная-/аккумуляторная рукоятка С (средняя) 2.5 В, заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
- 3 х Макинтош С клинок, размер 2 / 3 / 4
- 4 х Миллер С клинок, размер 0 / 1 / 2 / 3
- источник света