

Набор ларингоскопов KaWe Miller / Macintosh традиционный (3 клинка)

ФСЗ 2012/12627

набор, тип традиционный, многоразовый, Macintosh / Miller, размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2, рукоятка средняя, питание аккумуляторное / батарейное, напряжение 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh / Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное / батарейное
Напряжение	2.5 В

Дополнительные характеристики

Поставка в кейсе.

Комплектация:

- 1 х батарейная-/аккумуляторная рукоятка С (средняя) 2,5 В, заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
- 1 х Миллер С клинок, размер 0
- 2 х Макинтош С клинок, размер 1 / 2
- источник света