

Набор ларингоскопов KaWe Miller традиционных

ФСЗ 2012/12627

набор, тип традиционный, многоразовый, Miller,
размер 000 / 00 / 0 / 1, рукоятка средняя, питание
аккумуляторное / батарейное, напряжение 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное / батарейное
Напряжение	2.5 В

Дополнительные характеристики

Поставка в кейсе.

Комплектация:

- 1 х батарейная-аккумуляторная рукоятка С (средняя) 2,5 В, заряжаема в сочетании с аккумулятором в зарядном устройстве KaWe МедЧарж 4000
- 1 х Миллер С клинок, размер 00 / 0 / 1
- источник света