

Рукоять ларингоскопа KaWe традиционная малая
аккумуляторная / батарейечная

ФСЗ 2012/12627

рукоятка, тип традиционный, рукоятка малая, питание
аккумуляторное / батарейечное, напряжение 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	традиционный
Материал	металл

Рукоятка

Размер рукоятки	малая
Питание рукоятки	аккумуляторное / батарейечное
Напряжение	2.5 В