

Рукоять ларингоскопа KaWe традиционная средняя
аккумуляторная / батарейечная

ФСЗ 2012/12627

рукоятка, тип традиционный, рукоятка средняя,
питание аккумуляторное / батарейечное, напряжение
2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	традиционный
Материал	металл

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное / батарейечное
Напряжение	2.5 В