

Рукоять ларингоскопа KaWe традиционного средняя батареечная

ФСЗ 2012/12627

рукоятка, тип традиционный, рукоятка средняя,  
питание батарейное, напряжение 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Вид              | рукоятка                         |
| Тип ларингоскопа | традиционный                     |
| Материал         | термопластик с крепежом из стали |

Рукоятка

|                  |            |
|------------------|------------|
| Размер рукоятки  | средняя    |
| Питание рукоятки | батарейное |
| Напряжение       | 2.5 В      |