

Ларингоскоп жесткий ТО-ЭлеПС

ФСР 2010/08505

ларингоскоп, диаметр 5 мм, длина 175 мм, угол 70°

ЭлеПС НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	ларингоскоп
Диаметр	5 мм
Длина	175 мм
Угол	70°

Описание

Ларингоскоп ЭлеПС ТО1-050-175-70 – трубка оптическая прямая для ларингоскопии – оптический прибор, позволяющий осуществлять визуализацию (освещение, обзор) операционного поля при операциях в полостях тела и во время диагностических процедур.

- Диаметр:** 5 мм.
- Длина:** 175 мм.
- Угол зрения:** 70°.

Особенности

- Оптическая система – стержневая с многослойным просветляющим покрытием, широкоформатная.
- Угол сопряжения оптических осей эндоскопа и световодного разъема – 80 град.
- Риноскоп, артроскоп высокого разрешения, адаптированный к HD и Full HD эндовидеосистемам.
- Переходники под световодные кабели фирм KARL STORZ, WOLF и OLIMPUS в комплекте.
- Материалы корпуса – специальная коррозионностойкая сталь.
- Материал наглазника – медицинский пластик.
- Стерилизация способом погружения.

Артикул: L502718C.