

Клинок ларингоскопа Арехmed Miller фиброоптический

ФСЗ 2011/08956

клинок, тип фиброоптический, многоразовый, Miller,
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4



Арехmed International B. V., Нидерланды

Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4