

Клинок ларингоскопа Apexmed Macintosh фиброоптический

ФСЗ 2011/08956

клинок, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Apexmed International B. V., Нидерланды



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5