

Клинок ларингоскопа Apexmed Macintosh традиционный

ФСЗ 2011/08956

клинок, тип традиционный, многоразовый, Macintosh,
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Apexmed International B. V., Нидерланды



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4
Световод	сменный