

Набор ларингоскопов Медплант ЛЭМ-02/ВО неонатальный

ФСР 2011/12691

набор, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh / Miller, размер 000 / 00 / 0, рукоятка малая,
питание батарейное, напряжение 1.5 В

Медплант ООО, Россия



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh / Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0

Рукоятка

Размер рукоятки	малая
Питание рукоятки	батарейное
Напряжение	1.5 В

Дополнительные характеристики

Производится по ТУ 26.60.12-001-52777873-2006, варианты исполнения: ЛЭМ-02/Л и ЛЭМ-02/ВО. Ларингоскоп для экстренной медицины серии ЛЭМ-02/ВО (оптоволоконный), ЛЭМ-02/Л (лампочный) предназначен для оральной интубации трахеи при проведении реанимационных мероприятий, ИВЛ и общей анестезии.

Описание: Многоразовые, стерилизуемые ларингоскопы серии ЛЭМ-02 адаптированы для работы в условиях скорой помощи. Включение ларингоскопа происходит автоматически при соединении замка рукоятки с замком клинка и приведении клинка в рабочее положение. Различные размеры и типы клинков позволяет интубировать взрослых, детей, младенцев (в том числе недоношенных) с разными анатомическими размерами головы, лица и верхних дыхательных путей. Питание ларингоскопа осуществляется от 2 батареек 1,5 В типа С. При интенсивной работе возможно использование аккумуляторов аналогичного типа. Чехол ларингоскопа выполнен из моющейся водоотталкивающей ткани ПВХ, застегивается на широкую, надежную молнию. Стандартные

комплектации: ЛЭМ-02/Л - взрослый, ЛЭМ-02/Л - неонатальный, ЛЭМ-02/ВО - взрослый, ЛЭМ-02/ВО - неонатальный, как лампочный, так и волоконнооптические ларингоскопы могут поставляться в любой специальной комплектации.

Комплект:

- клинок изогнутый №0;
- клинок прямой №0;
- рукоятка малая;
- чехол;
- руководство по эксплуатации.