

Набор ларингоскопов Медплант ЛЭМ-02/ВО взрослый

ФСР 2011/12691

набор, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh / Miller, размер 1 / 3 / 4, рукоятка средняя,
питание батарейное, напряжение 1.5 В

Медплант ООО, Россия



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh / Miller
Размер клинка	1 / 3 / 4

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	батарейное
Напряжение	1.5 В

Дополнительные характеристики

Производится по ТУ 26.60.12-001-52777873-2006, варианты исполнения: **ЛЭМ-02/Л** и **ЛЭМ-02/ВО**. Ларингоскоп для экстренной медицины серии ЛЭМ-02/ВО (оптоволоконный), ЛЭМ-02/Л (лампочный) предназначен для оральной интубации трахеи при проведении реанимационных мероприятий, ИВЛ и общей анестезии.

Описание: Многоразовые, стерилизуемые ларингоскопы серии ЛЭМ-02 адаптированы для работы в условиях скорой помощи. Включение ларингоскопа происходит автоматически при соединении замка рукоятки с замком клинка и приведении клинка в рабочее положение. Питание ларингоскопа осуществляется от 2 батареек 1,5 В типа С. При интенсивной работе возможно использование аккумуляторов аналогичного типа. Чехол ларингоскопа выполнен из моющейся водоотталкивающей ткани ПВХ, застегивается на широкую, надежную молнию. Стандартные комплектации: ЛЭМ-02/Л - взрослый, ЛЭМ-02/Л - неонатальный, ЛЭМ-02/ВО - взрослый, ЛЭМ-02/ВО - неонатальный, как лампочный, так и волоконнооптические ларингоскопы могут поставляться в любой специальной комплектации.

Комплект:

- клинок изогнутый №1;
- клинок изогнутый №3;
- клинок прямой №4;
- рукоятка средняя;
- чехол;
- руководство по эксплуатации.