

Клинок ларингоскопа Truphatek Macintosh EquipLite

ФСЗ 2009/04948

клинок, тип фиброоптический, одноразовый,
Macintosh, размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Truphatek International Ltd., Израиль



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	одноразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Световод	интегрированный