

Клинок ларингоскопа Truphatek Miller EquipLite

ФСЗ 2009/04948

клинок, тип фиброоптический, одноразовый, Miller,  
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Truphatek International Ltd., Израиль



Характеристики

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Вид              | клинок            |
| Тип ларингоскопа | фиброоптический   |
| Применение       | одноразовый       |
| Материал         | нержавеющая сталь |

Клинок

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Тип клинка    | Miller                       |
| Размер клинка | 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 |
| Световод      | интегрированный              |