

Клинок ларингоскопа Truphatek Miller GreenSpec 2

ФСЗ 2009/04948

клинок, тип фиброоптический, многоразовый, Miller,
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Truphatek International Ltd., Израиль



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	медицинская сталь

Клинок

Тип клинка	Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5