

Рукоять ларингоскопа Truphatek Truled

ФСЗ 2009/04948

рукоятка, тип фиброоптический, многоразовый,
рукоятка средняя, питание аккумуляторное /
батареечное, лампа LED

Truphatek International Ltd., Израиль



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное / батареечное
Тип лампы	LED