

Рукоять ларингоскопа Truphatek GreenSpex

ФСЗ 2009/04948

рукоятка, тип фиброоптический, многоразовый,
рукоятка малая / средняя / короткая, питание
батареечное, лампа ксенон

Truphatek International Ltd., Израиль



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Рукоятка

Размер рукоятки	малая / средняя / короткая
Питание рукоятки	батареечное
Тип лампы	ксенон
Освещенность	3000 люкс