

Набор ларингоскопов Truphatek Shucman 5430D

ФСЗ 2009/04948

набор, тип фиброоптический, многоразовый, Miller,
размер 000 / 00 / 0 / 1, рукоятка малая

Truphatek International Ltd., Израиль



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1
Световод	сменный

Рукоятка

Размер рукоятки	малая
-----------------	-------