

Набор ларингоскопов Truphatek Shucman 5441D

ФСЗ 2009/04948

набор, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 1 / 2 / 3 / 4, рукоятка средняя

Truphatek International Ltd., Израиль



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	1 / 2 / 3 / 4
Световод	сменный

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
-----------------	---------