

Набор ларингоскопов Truphatek Tru-mr 5443M

ФСЗ 2009/04948

набор, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh / Miller, размер 1 / 2 / 3 / 4, рукоятка средняя

Truphatek International Ltd., Израиль



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh / Miller
Размер клинка	1 / 2 / 3 / 4

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
-----------------	---------

Дополнительные характеристики

Клинки Miller 1 / 2 / 3 и Macintosh 2 / 3 / 4