

Набор ларингоскопов Welch Allyn 68696 волоконно-оптический

РЗН 2014/2277

набор, тип фиброоптический, многоразовый, Miller,
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4, рукоятка средняя /
тонкая, питание батарейное

Welch Allyn Inc., США



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя / тонкая
Питание рукоятки	батарейное

Дополнительные характеристики

В готовом наборе ларингоскопов уже имеются клинки требуемого размера и типа. Также набор содержит рукоятки, соответствующим данным клинками. Наборы размещаются в мягких или жестких портативных футлярах, которые очень компактны и удобны.