

Аппарат для лазерной терапии BTL-6000 High Intensity Laser 10 / 20 / 30 W

РЗН 2013/1090

количество каналов 1, режим постоянный / импульсный, длина волны 1064 нм, мощность 10 Вт / 20 Вт / 30, частота от 0 до 10 000 Гц Гц, терапевтическая энциклопедия

BTL Industries Limited, Великобритания



Параметры лазера

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Количество каналов            | 1                       |
| Режимы                        | постоянный / импульсный |
| Длина волны                   | 1064 нм                 |
| Мощность                      | 10 Вт / 20 Вт / 30      |
| Частота                       | от 0 до 10 000 Гц Гц    |
| Глубина проникновения в ткани | 100 мм                  |

Параметры аппарата

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Класс защиты аппарата        | IIB            |
| Дисплей                      | Да             |
| Терапевтическая энциклопедия | Да             |
| Вес                          | 36 кг          |
| Размер                       | 320×190×280 мм |

Комплектация

Описание

- Стандартная комплектация:**
- 1 насадка с переменным оптическим фокусом
  - 1 блокировка
  - 2 пары защитных очков
  - 1 держатель аппликатора

- 1 кабель питания
- 1 руководство пользователя
- 1 сенсорная ручка
- 1 пылезащитный чехол
- 1 лазерная предупреждающая этикетка
- 2 предохранителя T2AH / 250 В

**Принадлежности, поставляемые по специальному заказу:** - чемодан для перевозки аппарата / - тележка BTL-6000 / - система сканирования Easy / - система сканирования Elite / - ножной переключатель / - кнопка экстренной помощи для пациента / - защитные очки / -защитная лицевая шапочка для пациентов.