

Лазер хирургический A.R.C Laser WOLF

ФСЗ 2011/09825

лазер диодный, длина волны 1470 нм, режим работы
импульсный / непрерывный

A.R.C Laser GmbH, Германия



Характеристики

Тип лазера	диодный
Длина волны	1470 нм
Режим работы	импульсный / непрерывный
Применение	дерматология / ЛОР хирургия / ортопедия
Размеры	240×100×200 мм
Вес	2.8 кг

Описание

Хирургический лазер ARC Laser WOLF 1470 нм - лазер оптимальный для эндоваскулярной лазерной коагуляции (ЭВЛК), лечения варикозной болезни. Опционно лазер обеспечивает мощность 18 Вт в версии 980 нм, подходит для хирургических, ортопедических, дерматологических или ЛОР-процедур.

Особенности лазера Волк:

- редактируемые приложения;
- индивидуальное программирование;
- доступны различные размеры аппликаторов и волокон от 300 до 600 мкм.