

Лазерный аппарат Alma Lasers Alma Q

РЗН 2018/7170

лазер, неодимовый, длина волны 532 / 1064 нм,
частота 5 Гц, длительность импульсов 7 нс

Alma Lasers GmbH, Германия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	неодимовый
Применение	удаление татуировок / пилинг / коррекция рубцов / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	532 / 1064 нм
Частота	5 Гц
Длительность импульсов	7 нс
Размеры пятен	3×3 / 5×5 / 7×7 мм

Описание

Медицинский лазерный аппарат Alma Q, представляет самое мощное решение для лечения лазером Nd: YAG с тройным режимом из доступных, с режимами Q-Switch, Long Pulsed и Quasi-Long Pulsed на единой специализированной платформе.

Особенности:

Комбинированная лазерная платформа Q-Switch, Long Pulse и Quasi-LP Nd: YAG - максимальная универсальность.

Технология двойного импульса - максимальная мощность.

Фракционированная доставка - решение широкого спектра показаний.

Несколько длин волн - для удаления многоцветных татуировок полного спектра.

Уникальные возможности контроля глубины - для точного и точного лечения.

Безопасно и эффективно - для всех типов кожи (I-VI), а также для тонких и нежных участков.