

Лазерный аппарат Antaross In-Motion D1

РЗН 2019/9376

лазер, диодный, длина волны 808 нм, частота 1 - 10 Гц, длительность импульсов от 2.8 до 400 мс

Антаросс ООО, Россия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный
Применение	эпиляция
Длина волны	808 нм
Частота	1 - 10 Гц
Плотность энергии	120 (HR) / 25 (SHR) / 10 (SR) Дж/см²
Длительность импульсов	от 2.8 до 400 мс
Размеры пятен	12×12 мм
Дисплей	10.4"
Размер	1150×370×550 мм
Вес	55 кг

Описание

Диодный лазер In-Motion D1 аппарат для лазерной эпиляции. Эффективность и безопасность аппарата In-Motion D1™ подтверждены клиническими испытаниями. Аппарат In-Motion™ сконструирован, произведен и протестирован в соответствии со стандартами ISO 9001.

Технические характеристики лазера для эпиляции In-Motion D1:

- ресурс лазерного излучателя: 30 миллионов импульсов;
- мощность излучателя: 1000 Вт;
- режимы работы: SHR/HR;
- частота: 1-10 Гц;
- материал световода: натуральный сапфир;
- охлаждение: водяное, воздушное, полупроводниковое;
- охлаждение излучающей насадки: от 2 до 5 С;

- требования к электрической сети: 220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
- потребляемая мощность, не более 1000 Ват.