

Лазерный аппарат Antaross In-Motion D2

РЗН 2019/9376

лазер, диодный, длина волны 808 нм, частота 1 - 10 Гц, длительность импульсов от10 до 400 мс

Антаросс ООО, Россия



Характеристики

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Вид                    | лазер                                |
| Тип лазера             | диодный                              |
| Применение             | эпиляция                             |
| Длина волны            | 808 нм                               |
| Частота                | 1 - 10 Гц                            |
| Плотность энергии      | 120 (HR) / 25 (SHR) / 10 (SR) Дж/см² |
| Длительность импульсов | от10 до 400 мс                       |
| Размеры пятен          | 12×12 мм                             |
| Дисплей                | 10.4"                                |
| Размер                 | 530×540×600 мм                       |
| Вес                    | 30 кг                                |

Описание

**Диодный лазер In–Motion D2** аппарат для лазерной эпиляции. Эффективность и безопасность аппарата In-Motion D2™ подтверждены клиническими испытаниями. Аппарат In-Motion™ сконструирован, произведен и протестирован в соответствии со стандартами ISO 9001.

**Технические характеристики лазера для эпиляции In–Motion D2:**

- ресурс лазерного излучателя: 30 миллионов импульсов;
- мощность излучателя: 600 Вт;
- режимы работы: SHR/HR;
- частота: 1-10 Гц;
- материал световода: натуральный сапфир;
- охлаждение: водяное, воздушное, полупроводниковое;
- температура охлаждения насадкиОт 0 до -4 градусов;
- требования к электрической сети: 220 В +/- 10%, 50 Гц, 15 А
- потребляемая мощность, не более 1000 Ват.