

Лазерный аппарат Bison MORE-XEL Copper Bromide

ФСЗ 2011/10366

лазер, на парах бромида меди, длина волны 511 / 578 нм, частота 25 Гц, длительность импульсов от 10 до 1000 мкс

BISON Medical Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	на парах бромида меди
Применение	коррекция морщин / улучшение тонуса и текстуры кожи / удаление новообразований / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	511 / 578 нм
Частота	25 Гц
Плотность энергии	от 1 до 2500 Дж/см ²
Длительность импульсов	от 10 до 1000 мкс
Размеры пятен	0.6 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 мм
Размер	370×1320×1010 мм
Вес	205 кг

Описание

Лазер на парах бромида меди (CuBr) Copper Bromide - высокотехнологичный лазер, который используется для быстрого и эффективного решения различных проблем кожи.

Характеристики:

- длина волны:

511 нм -100%, 578 нм - 100%,

511 нм - 10%, 578 нм - 100%,

511 нм - 30%, 578 нм - 100%,

511 нм - 0%, 578 нм 100%;

511 нм - 100%, 578 нм - 0%;

- режим луч: мультирежим;

- воздействие на кожу:

- 75-2500 Дж/см² при размере пятна 0.6 мм,
30-900 Дж/см² при размере пятна 1.0 мм,
7-22 Дж/см² при размере пятна 2.0 мм,
3-99 Дж/см² при размере пятна 3.0 мм,
2-55 Дж/см² при размере пятна 4.0 мм,
1-35 Дж/см² при размере пятна 5.0 мм;
- продолжительность импульса: 10-1000 мс, постоянная волна;
 - система переноса лучей: через оптоволокно;
 - охлаждение лазера: воздух.