

Лазерный аппарат Bison MORE-XEL Scanning

ФСЗ 2011/10366

лазер, CO2 углекислотный, длина волны 10600 нм,
частота 25 - 1000 Гц, мощность лазера 30 Вт,
длительность импульсов от 100 до 9000 мкс

BISON Medical Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	CO2 углекислотный
Применение	улучшение тонуса и текстуры кожи / пилинг / коррекция рубцов / коррекция растяжек (стрий) / удаление новообразований
Длина волны	10600 нм
Частота	25 - 1000 Гц
Мощность лазера	30 Вт
Длительность импульсов	от 100 до 9000 мкс
Общая длина импульса	20–2 4000 мкс
Интервал между импульсами	100–3 000 мс
Область сканирования	3-20 мм
Размеры пятен	20×20 мм
Размер	320×710×970 мм
Вес	54 кг

Описание

За счет глубокого и контролируемого воздействия луча **фракционный лазер More-Xel Scanning** показывает превосходные результаты в лечении рубцов, растяжек, морщин и глубоких форм пигментаций при минимальных сроках реабилитации и отсутствии побочных эффектов. Проведение процедур возможно при любом цвете кожи и на любом участке тела.

Характеристики:

-режимы работы: импульсный, непрерывный;

- насадки: фракционные насадки - 3 шт., хирургические - 2 шт;
- форма сканируемой зоны: квадрат, круг, ромб, шестигранник, округленный квадрат;
- резерв использования насадок: резерв насадок не ограничен
- активная среда: смесь газов;
- длительность импульса: □
 - режим Ultra Pulse: 100 - 1250 мкс,
 - режим Super Pulse: 100 - 9000 мкс;
- система охлаждения: воздушная;
- комплектация: аппарат СО2-лазер, 3 насадки фракционные (100, 300, 600 мкм), 2 насадки хирургические, защитные очки для косметолога, пациента, ножная педаль, ключ питания;
- напряжение/потребляемая мощность: 220–230 В, 50–60 Гц/650 Вт;
- гарантия: 2 года.