

Лазерный аппарат Candela Alex TriVantage

РЗН 2017/5599

лазер, александритовый, длина волны 532 / 755 / 1064 нм, частота 1 / 2 / 3 / 5 Гц, длительность импульсов 50 нс / 140 мс

Candela Corporation, США



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	александритовый
Применение	удаление татуировок / удаление пигментных пятен
Длина волны	532 / 755 / 1064 нм
Частота	1 / 2 / 3 / 5 Гц
Плотность энергии	3-12 Дж/см ²
Длительность импульсов	50 нс / 140 мс
Размеры пятен	755 нм: 2, 3, 4 мм; 1064 нм: 2, 3, 5 мм; 532 нм: 2, 3, 5 мм
Дисплей	10"
Размер	1090×400×760 мм
Вес	132 кг

Описание

AIAlex TriVantage - Q-switch александритовый лазер с тремя длинами волн 532 нм, 755 нм и 1064 нм позволяет эффективно удалять татуировки всех цветов (зеленые, синие, черные, красные...), в том числе декоративные и травматические (пороховые, асфальтовые), татуаж бровей и губ.

Преимущества лазера Alex TriVantage:

- Q-switch александритовый лазер с тремя длинами волн;
- гибкая и легкая волоконно-оптическая система доставки импульса;
- удобные и эргономичные наконечники;
- размеры пятна от 2-5 мм с частотой до 5 Гц;
- multifunctional сенсорный интерфейс пользователя;
- удобное перемещение по процедурным кабинетам;
- требования к электричеству: 230 В, 50/60 Гц, 18 А.