

Лазерный аппарат CAPELLO Mini Diode

РЗН 2019/8458

лазер, диодный, длина волны 808 нм, частота 1 - 10 Гц, длительность импульсов от 1 до 10 мс

CAPELLO, Россия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный
Применение	эпиляция / улучшение тонуса и текстуры кожи
Длина волны	808 нм
Частота	1 - 10 Гц
Плотность энергии	0 - 40 Дж/см ²
Длительность импульсов	от 1 до 10 мс
Размеры пятен	14×14 мм
Дисплей	10" сенсорный ЖК-дисплей
Размер	520×600×475 мм
Вес	20 кг

Описание

Аппарат терапевтический многофункциональный CAPELLO Mini Diode идеален для небольших кабинетов косметологии, занимает минимум рабочего пространства и очень удобен при перемещении.

Система охлаждения:

- водяная, воздушная, Пельтье;
- температура охлаждения: до -5С.

Область применения:

- лазерная диодная эпиляция;
- неабляционное лазерное диодное омоложение.

Комплектация портативного лазерного аппарата Капелло мини Диод:

- аппарат терапевтический лазерный Capello-mini Diode;
- диодная манипула;

- комплект ключей;
- комплект защитных очков для врача и пациента;
- комплект для залива воды;
- сетевой кабель;
- педаль;
- транспортировочный бокс;
- набор косметевтики Carello для проведения аппаратных процедур.