

Лазерный аппарат CAPELLO Mini Nd:Yag q-switched

РЗН 2019/8458

лазер, неодимовый, длина волны 532 / 1064 нм,
частота 1 - 6 Гц

CAPELLO, Россия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	неодимовый
Применение	удаление татуировок / пилинг / удаление пигментных пятен
Длина волны	532 / 1064 нм
Частота	1 - 6 Гц
Размеры пятен	1 - 6 мм
Дисплей	10.4" сенсорный ЖК-дисплей
Размер	520×600×475 мм
Вес	20 кг

Описание

Аппарат терапевтический многофункциональный Capello-mini Nd:Yag q-switched идеален для небольших кабинетов косметологии, занимает минимум рабочего пространства и очень удобен при перемещении.

Система охлаждения:

- воздушная;

Комплектация портативного лазерного аппарата Капелло Мини:

- аппарат терапевтический лазерный Capello-mini Nd:Yag q-switched;
- неодимовая манипула с комплектом насадок;
- комплект ключей;
- комплект защитных очков для врача и пациента;
- комплект для залива воды;
- сетевой кабель;
- педаль;
- транспортировочный бокс;
- набор косметических Capello для проведения аппаратных процедур.