

Лазерный аппарат DEKA SYNCHRO QS

ФСЗ 2010/08343

лазер, неодимовый, длина волны 532 / 1064 нм,
частота 1 - 2 / 5 / 10 Гц

DEKA M.E.L.A. S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	неодимовый
Применение	удаление татуировок / удаление пигментных пятен
Длина волны	532 / 1064 нм
Частота	1 - 2 / 5 / 10 Гц
Плотность энергии	3-28 / 1.6-14 Дж/см ²
Размеры пятен	2×3 / 4×6 мм
Дисплей	сенсорный цветной ЖК дисплей
Насадки	Да
Размер	450×900×1180 мм
Вес	75 кг

Описание

Duolite QS - лазерная система, специально разработанная для удаления татуировок и глубокозалегающих пигментных образований. Короткоимпульсный неодимовый лазер Duolite QS (Q-Switched Nd:YAG), способный излучать 2 различные длины волн - 1064 и 532 нм. Основное свойство данной технологии заключается в том, что лазер генерирует мощнейший импульс в чрезвычайно короткий промежуток времени. Благодаря этой характеристике, и в соответствии с теорией селективного фототермолиза, аппарат Duolite QS позволяет безопасно и эффективно воздействовать на татуировки различных цветов, а также глубокие пигментированные новообразования, даже у пациентов с темным фототипом кожи.