

Лазерный аппарат ESTETICA 2.0

РЗН 2018/6929

лазер, диодный / неодимовый, длина волны 532 / 755 / 808 / 1064 / 1440 нм, длительность импульсов
одиночный режим: 10-400 / медленный режим: 10-400
/ средний режим: 10-100 / быстрый режим: 17/37
выставляется автоматически

ESTETICA, Россия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный / неодимовый
Применение	эпиляция / удаление татуировок / улучшение тонуса и текстуры кожи / терапия акне / коррекция постакне / коррекция рубцов / коррекция растяжек (стрий) / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	532 / 755 / 808 / 1064 / 1440 нм
Плотность энергии	1-120 Дж/см ²
Длительность импульсов	одиночный режим: 10-400 / медленный режим: 10-400 / средний режим: 10-100 / быстрый режим: 17/37 выставляется автоматически
Насадки	Да
Размер	510×560×1440 мм
Вес	77 кг

Описание

Многофункциональная платформа Estetica 2.0 - это лазерный аппарат последнего поколения. В основе платформы Estetica 2.0 лежат технологии, созданные на базе Томского политехнического университета, ведущего научного центра страны, которые отвечают самым последним требованиям эффективности и безопасности.

Комплектующие аппликаторы:

Estetica NdYag Long Pulse:

Использование аппликатора Long Pulse позволяет проводить процедуры по коррекции сосудистых патологий разной природы. Кроме того, аппликатор Long Pulse прекрасно подходит для лечения онихомикоза.

Estetica NdYag Qsw:

Превосходно подходит для удаления татуировок. Возможность работы в двух режимах («моноимпульсном» и «серии импульсов») позволяет безопасно и быстро избавиться от ненужных татуировок.

Estetica 808/755 нм:

В аппликаторах для лазерной эпиляции используются диоды последнего поколения 808 нм с микроканальным охлаждением. Это увеличивает ресурс лазерного аппликатора и позволяет формировать уникальные режимы безболезненного проведения процедур. В аппарате Estetica впервые реализована уникальная методика комбинированного импульса, позволяющая сочетать две длины волны (755 нм и 808 нм) одновременно. Это позволяет эффективно проводить процедуры даже при глубоко залегающих фолликулах.

Estetica Fractional NdYag 1440 нм:

Использование аппликатора с длиной волны 1440 нм позволяет контролируемо проводить процедуры поверхностного, а также глубокого омоложения на дермальном и субдермальном уровнях. Кроме того, данный аппликатор незаменим для коррекции возрастных, а также рубцовых изменений кожи. Уникальные протоколы неабляционного омоложения, реализуемые на аппарате Estetica, не требуют значительных постпроцедурных ограничений, что выгодно отличает данную методику от классических лазерных методов омоложения.