

Лазерный аппарат LASERING Velure S5

РЗН 2016/3767

лазер, неодимовый, длина волны 532 нм, частота 0.5 - 200 Гц, длительность импульсов от 5 до 1000 мс

Lasering SRL, Италия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	неодимовый
Применение	удаление новообразований / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	532 нм
Частота	0.5 - 200 Гц
Плотность энергии	200 Дж/см ²
Длительность импульсов	от 5 до 1000 мс
Интервал между импульсами	от 30 до 1000 мс
Область сканирования	10×10 мм
Размеры пятен	0.3 / 0.5 / 1 / 1.5 мм
Размер	350×430×230 мм
Вес	12 кг

Описание

Velure S5 Lasering лазерная система для коррекции сосудистых, пигментных поражений и неабляционной фракционной шлифовки (Запатентованный Z-алгоритм). Неодимовый лазер на новом типе кристалла: Neodym Vanadate Nd:YV04 DISC. Технология обеспечивает более стабильные параметры выходной энергии, ровный профиль импульса, что позволяет обеспечивать максимальные клинические результаты при использовании лазера с длиной волны 532 нм.

Область применения:

- удаление мелких мимических морщин;
- разглаживание глубоких морщин на лбу и возле губ;
- омоложение кожи;

- удаление морщин в области шеи;
- коррекция рубцов, шрамов;
- уменьшение пор;
- повышение плотности кожи;
- улучшение цвета кожи;
- омоложение кистей рук.

Характеристики сосудистого неодимового лазера Velure S5:

- тип лазера: Neodym Vanadate Nd:YV04;
- режимы работы: одиночный, импульсный, непрерывный, режим фракционного сканирования в виде Z-омоложения;
- насадки: 0.3-1.5 мм, сканер 10×10 мм;
- резерв использования насадок: не ограничен;
- активная среда: твердотельный кристалл на основе неодим ванадата;
- мощность излучателя: 5 Вт;
- система доставки излучения: световод оптический;
- система охлаждения: воздушная;
- комплектация: аппарат, 2 наконечника, дополнительно: сканер для фракционного Z-омоложения;
- напряжение/потребляемая мощность: 220 В/1 Вт.