

Лазерный аппарат LASERING Velure S9

РЗН 2016/3767

лазер диодный, длина волны 980 нм, режим работы
импульсный / непрерывный

Lasering SRL, Италия



Характеристики

Тип лазера	диодный
Длина волны	980 нм
Режим работы	импульсный / непрерывный
Применение	гинекологическая хирургия / ЛОР хирургия / сосудистая хирургия / эстетическая хирургия
Размеры	305×425×190 мм
Вес	14 кг

Описание

Лазерная система Velure S9 объединяет диодный источник с длиной волны 980 нм для эффективной малоинвазивной и эндоваскулярной хирургии. Оптимальное поглощение 980-нм лазерного излучения гемоглобином и водой позволяет Velure S9 резать и коагулировать благодаря оптическому и нетепловому эффекту. Преимущество оптического прижигания заключается в меньшем повреждении окружающих тканей и создании более прочного и длительного гемостаза, который дает постоянные результаты для пациента.

Многопрофильная лазерная система

Мультидисциплинарная лазерная система Velure S9 подходит для использования в пластической хирургии, ЛОР, гинекологии, проктологии и сосудистой хирургии. Широкий ассортимент доступных насадок и волокон делает лазерную систему пригодной для множества хирургических процедур.

Лазерная липоскульптура

Лазерная система Velure S9 для помощи врачу-специалисту в амбулаторном лечении контуров тела, сочетая уменьшение жировой массы и подтяжку кожи. Процедура, называемая SAL-LAST, выполняется с помощью микроканюлей, которые позволяют выполнять минимально инвазивную хирургическую процедуру.

Эндоваскулярный лазер

Velure S9, используя преимущества высокой абсорбции гемоглобина и воды, позволяет хирургу проводить минимально инвазивное лечение большой и малой подкожной вены, вызывая коллапс венозной стенки, что определяет оптимальное закрытие вены с минимальным послеоперационным периодом.

Вагинальная эстетическая хирургия

Лазерная система Velure S9 для пластической хирургии женских половых органов, она позволяет хирургу получить отличные результаты с гораздо менее травматичным послеоперационным периодом для пациента при таких процедурах, как LVR (лазерное омоложение влагалища), лабиопластика, вагинопластика с улучшением функциональна в сексуальной сфере и вульвовагинальной эстетике.