

Лазерный аппарат Lumenis Stellar M22

лазер, неодимовый / эрбиевый, длина волны 400 - 1200 / 1064 / 1565 нм, частота 0.5 - 2 / 0.5 - 5 / 1 Гц, длительность импульсов от 4 до 20 мс / от 2 до 20 мс / от 6 до 8 нс

Lumenis Be Ltd, Израиль



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	неодимовый / эрбиевый
Применение	эпиляция / удаление татуировок / коррекция морщин / улучшение тонуса и текстуры кожи / фотоомоложение / фракционное омоложение / терапия акне / коррекция растяжек (стрий) / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	400 - 1200 / 1064 / 1565 нм
Частота	0.5 - 2 / 0.5 - 5 / 1 Гц
Длительность импульсов	от 4 до 20 мс / от 2 до 20 мс / от 6 до 8 нс
Размер	510×560×650 мм
Вес	60 кг

Описание

Lumenis Stellar M22 – это новая мощная модульная многофункциональная платформа, усовершенствованная версия M22. Она позволяет безопасно и эффективно лечить более десятка различных показаний в эстетической медицине и дерматологии. Подходит для различных типов кожи, возраста и пола, не требуя расходных материалов.

С помощью четырех технологий (IPL, ResurFX, Multi-Spot Nd:YAG и Q-switched Nd:YAG) на одной платформе Stellar M22 позволяет лечить более 30 проблем кожи и удалять волосы. Это единственный полностью усовершенствованный аппарат, который оснащён системой контролируемого охлаждения кожи до минус 10 градусов.

Stellar M22 позволяет эффективно проводить следующие процедуры:

- Фракционное и фотоомоложение – последовательное использование IPL и ResurFX™: для текстуры кожи, тонуса и для общего улучшения внешнего вида кожи.

- Лечение сосудистых поражений – неинвазивное лечение варикоза на ногах, вен на лице, поврежденных капилляров, розацеа и покраснение.
- Лечение акне, в том числе в активной стадии.
- Ремоделирование текстуры кожи.
- Пигментация и тату – неинвазивное отбеливание кожи для уменьшения нежелательной пигментации и темных татуировок.

Модули Lumenis Stellar M22



Lumenis IPL



ResurFX



Multi-Spot™
Nd:YAG



Q-Switched
Nd:YAG

1. Универсальный IPL модуль:

Одна универсальная рукоятка для работы более чем с 20 кожных заболеваний и удаления волос

- Одна рукоятка, 9 сменных фильтров и 3 световода, меняются за считанные секунды
- Отбеливание кожи: лентиго, пигментные пятна
- Кожные сосудистые повреждения (включая винные пятна, гемангиомы, телеангиэктазии на лице и теле, розацеа, воспаление после эритемы, ангиомы, паукообразные ангиомы, пойкилодермия Civatte, вены на ногах небольшого диаметра)
- Лечение акне, в том числе в активной стадии
- Удаление волос (фотозэпиляция)



2. ResurFX™:

Достаточно всего одного прохождения по коже для эффективной шлифовки кожи, экономия времени и защита кожи пациента

- Фракционный неаблятивный лазер с технологией CoolScan для ремоделирования кожи
- Экономический, не требует расходных материалов
- Лечение постакне, растяжек, морщин
- Эффективный и быстрый, до 20% покрытия за один проход с постоянным охлаждением для максимальной безопасности

3. Multi-Spot™ Nd:YAG:

Для точного лечения сосудистых поражений, вен на ногах на всех типах кожи

- Для удаления более глубоких и крупных сосудов, в том числе вен на ногах. Удаляет сосуды глубиной залегания до 4 мм и диаметром до 4 мм
- Имеет уникальную технологию последовательного мультиимпульсу (MSP)
- Световоды разного размера с контактным охлаждением обеспечивают высокую точность и безопасность

4. Q-Switched Nd:YAG:

Для удаления тёмных татуировок и пигментации

- 7 размеров для индивидуальных процедур
- Для удаления темных татуировок и отбеливания кожи
- Гомогенный лазерный луч для максимального комфорта и результативности